

Upozornění, preventivní opatření nebo opatření, která mají být přijata pacientem nebo zdravotnickým pracovníkem.

INTERFERENCE S KOJENÍM

Přítomnost silikonu v mateřském mléce byla zkoumána v několika studiích a u matek se silikonovými prsními implantáty nebyly zjištěny žádné významné hladiny látky ve srovnání se ženami bez implantátů. Existuje však možný zásah do kojení (snížení tvorby mléka) u žen, které podstoupily operaci prsními implantáty. Frekvence interference s kojením je vyšší u pacientek, u kterých byla použita cesta periareolárního řezu.

INTERFERENCE S MAMOGRAFIÍ, ULTRAZVUKEM A MAGNETICKOU REZONANCÍ

K interferenci dochází, když přítomnost implantátů (nebo artefaktů) způsobí chybné čtení výsledku. SILIMED připomíná, že implantát může interferovat s kvalitou mamografie. Proto byste měli být vedeni a poučeni, abyste požádali o služby odborníky, kteří mají zkušenosti s technikami implantační mamografie, informovali radiologa o nutnosti přizpůsobit mamografickou kompresi a nezapomněli ukázat „KARTU SLEDOVATELNOSTI PRODUKTU SILIMED – PRO PACIENTA“. Další metody, jako je ultrazvuk a magnetická rezonance, mohou být užitečné ve spojení s mamografií, protože nevyžadují kompresi a umožňují vyšetření z jakéhokoli úhlu.

Podle nedávných studií silikonové prsní implantáty snižují kvalitu obrazu echokardiografických pohledů. Je zapotřebí více údajů, nicméně Silimed doporučuje svým pacientům informovat technika odpovědného za vyšetření o existenci silikonových implantátů.

INTERFERENCE SE SAMOVYŠETŘENÍM

Samovyšetření prsu je preventivní technika používaná ve snaze identifikovat časná stádia rakoviny prsu. Lékař by vás měl vést k tomu, jak odlišit implantát od prsní tkáně během samovyšetření. Samovyšetření byste měli provádět pravidelně za účelem sledování hrudek, otoků, ztuhnutí nebo změny tvaru implantátu, což mohou být známky prasknutí. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků nebo přetrvávající bolest, oznamte to svému lékaři.

Je důležité si uvědomit, že vyšetření prsou provedené samotnou ženou nenahrazuje fyzikální vyšetření provedené zdravotnickým pracovníkem (lékařem nebo zdravotní sestrou) kvalifikovaným pro tuto činnost.

UPOZORNĚNÍ

Během prvního měsíce po operaci mohou některé činnosti poškodit implantát a měly by být omezeny, například:

- Vystavení slunci;
- Náhlé pohyby;
- Sport obecně.

Měli byste si být vědomi toho, že normální stres nebo trauma aplikované na místo chirurgického zákroku mohou způsobit vytlačování implantátu. Nosit správnou podprsenku a nedělat násilná cvičení jsou minimální doporučení, která je třeba dodržovat v pooperačním období. Zeptejte se svého lékaře na činnosti, které nedoporučují po operaci.

Před použitím lokálních léků (např. steroidů) v oblasti prsou byste měli informovat lékaře nebo lékárníka, že máte silikonové implantáty.

Musíte pokračovat v konzultaci s lékařským specialistou, abyste mohli pokračovat v rutinním sledování za účelem detekce rakoviny prsu.

Pokud je naplánována operace prsou, měli byste informovat lékaře o přítomnosti implantátu. V případě podezření na jakoukoli komplikaci uvedenou v tomto bulletinu nebo na jakékoli abnormální příznaky se obraťte na svého lékaře.

Předpokládána životnost silikonového implantátu.

TRVANLIVOST

Stejně jako všechny prsní implantáty mají i prsní implantáty SILIMED omezenou životnost. Tuto délku života zatím vědecká komunita neurčila. Na životnost zařízení mohou mít významný vliv různé faktory, mezi které patří aktuální postup implantace, anatomie a zdravotní stav pacienta, chování a aktivity (např. sportovní aktivity), jakož i předvídatelné a nepředvídatelné vnější mechanické vlivy. Studie provedená s implantáty Silimed prokázala nízkou míru prasknutí zařízení (5,42%). Kaplan-Meier navíc vypočítal, že přežití s těmito zařízeními bylo 93% po 9 letech a 83% po 11 letech. Tímto způsobem SILIMED stanovuje průměrnou dobu životnosti 10 let jako očekávanou dobu použitelnosti, ale tento parametr může být změněn, pokud je vznesen nějaký důvod, který jej odůvodňuje. Může být nutné implantát vyjmout nebo vyměnit, což může vyžadovat revizní operaci. Doporučuje se každoroční klinické sledování pacientů.

Reference:

- SILIMED. IUP 001-01-T-EC - Implante Mamário - Gel de Silicone - Superfície Texturizada.
- SILIMED. IUP 001-01-P-E - Implante Mamário - Gel de Silicone - Superfície Revestida com Espuma de Poliuretano.
- SILIMED. IUP 001-01-L-EC - Implante Mamário - Gel de Silicone - Superfície Lisa.
- SILIMED. IUP 001-01-LN-EC - Implante Mamário - Gel de Silicone - Superfície Lisa - Soft Plus.



www.silimed.com.br

Zákaznický servis: 0800 942 4199 | Obchod: 0800 603 1500